

## الأوسلسكوب

### الاجهزة المستخدمة:

مصدر للتيار المستمر ومقاومة متغيرة وفولتميتر واسلسكوب.

### الغرض من التجربة :


قياس حساسية او ثابت الفولتية للتيار المستمر .

### الشرح النظري:

عند توصيل الألواح الصادية  $Y_2$  ,  $Y_1$  بمصدر جهد مستمر تتجمع الشحنة السالبة على احد اللوحين وتتجمع الشحنة الموجبة على اللوح الأخر. وبذلك تنحرف الحزمة الالكترونية نحو اللوح الموجب. وتنتقل البقعة الضوئية على الشاشة إلى الأعلى والى الأسفل حسب موقع اللوح الموجب أعلا وأسفل. ويكون مقدار الإزاحة للبقعة الضوئية متناسبا مع قيمة فرق الجهد المسلط بين اللوحين. ولإيضاح ذلك تحلييا نتصور إن حزمة الكترونية تمر بين اللوحين  $Y_2$  ,  $Y_1$  كما في الشكل.

فإذا كان هنالك فرق جهد مستمر مقداره  $V$  مسلطا بين لوحي العمودي  $Y_2$  ,  $Y_1$  وكانت المسافة الفاصلة بين اللوحين  $d$  فان مجال كهربائي منتظم يتولد بين اللوحين مقداره  $E$  حيث إن  $E=V/d$ .

## طريقة العمل:



- 1- اربط الدائرة كما في الشكل (2) واترك المفتاح مفتوحا.
- 2- اغلق الدائرة للحصول على نقطة ضوئية ثابتة على الشاشة.
- 3- خفف شدة اضاءة البقعة الضوئية ولاتركها ساكنة في موقع واحد لتلافي تلف الشاشة.
- 4- ضع حساسية الانحراف العمودي على أي تدرج مناسب للفولتية لكل سنتيمتر، وهذا يعتمد على قيمة الجهد المسلط بين اللوحين، فإذا كان منظم الحساسية مثبتا على التدرج 2 فولت لكل سم فان تسليط فرق الجهد 10 فولت يعني ان البقعة الضوئية ستتحرف 5سم عن موقعها الاصلي.
- 5- اغلق المفتاح واخفض الفولتية الى ان تشير قراءة الفولتميتر الى الصفر عندئذ ثبت البقعة الضوئية على نقطة الاصل في مركز الشاشة.
- 6- زد الفولتية قليلا ولاحظ انحراف البقعة الضوئية ثم سجل قيمة الفولتية V وما يقابلها من انحراف d وندونها في الجدول.
- 7- ارسم قيم الفولتية على المحور السيني مع الانحراف على المحور الصادي بالملمتر فينتج خط مستقيم ميله ثابت، ومن ثم نوجد حساسية الجهاز.

d (cm)	V(Volt)

