


اما الامين الثالثي فيتفاعل بصورة مختلفة مع البنزين سلفونيل كلورايد . اذن ان ايون الامونيوم الوسطي المتكون لا يمتلك ذرة هيدروجين حامضية لكي يفقدها لذلك يتفاعل بسرعة مع ايون الهيدروكسيد مكونا ايون البنزين سلفونيت (benzenesulfonate) ومحرا الامين الثالثي .




ملاحظات عن كشف هنزيرك :

- اضع كمية اكثر من 1 مل من الكاشف وكذلك هيدروكسيد الصوديوم ليتكون راسب بسرعة .
- الراشح المتكون يمثل المشتق ، رشحه واعد بلورته ثم قس درجة الانصهار .
- احذر من الكاشف لا تلمسه بيديك لانه مثير للحساسية .

ب- كشف الدايزونيوم Diazonium Test

اذب كمية قليلة من المركب في 3 مل من حامض الهيدروكلوريك المركز ثم خفف المحلول ب 5 مل من الماء البارد وبرد في حمام ثلجي ثم خذ عدة بلورات من نتريت الصوديوم وذوبها في 5 مل من الماء المقطر وبرد المحلول الى الصفر المنوي . اضع محلول نتريت الصوديوم الى المحلول الاول (الاضافة تكون بوجود الحمام الثلجي) ثم لاحظ :

- إذا كان المحلول غروي او عالق ذو لون اصفر فاتح فهذا يدل على الامين الثانوي.
- إذا تكون محلول اخضر براق فهذا يدل على الامين الثالثي.
- إذا كان المحلول رائق (يتكون ملح الدايزونيوم) فاضف له (2- نفتول مذاب في محلول هيدروكسيد الصوديوم 10%) ولاحظ: اذا تكونت صبغة بنية او حمراء (صبغة الازو) يدل على ان الامين اولي اليقاتي او اروماتي.



النقاش: قبل اجراء هذا الاختبار، يجب اجراء كشف اخر للتأكد من ان المركب هو امين. هناك العديد من المركبات التي تتفاعل مع حامض النتروز (Nitrous acid) مثل (الفينولات، الكيتونات، الثايولات، الاميدات) اي كشف ايجابي من هذه المركبات ممكن ان يؤدي الى نتائج خاطئة. هذا الكشف يستخدم بالخصوص للتمييز بين الامينات الاروماتية الاولى والامينات الاولى الاليفاتية من الامينات الثانوية والثالثية. اذ ان هذا الكشف يميز الامينات الاولى الاروماتية والاليفاتية.

للتمييز بين الامينات الثانوية والثالثية يفضل استخدام الطرق الطيفية. الامينات الاولى الاليفاتية تفقد جزيئة نيتروجين على شكل غاز تحت درجات الحرارة المنخفضة (في ظروف التفاعل للاختبار) بينما الامينات الاروماتية تنتج املاح الديزانيوم التي تكون اكثر استقرار ولا تفقد جزيئة النيتروجين الا عند ارتفاع درجة الحرارة. تتفاعل هذه الاملاح مع بيتا-نفتول لتكون اصباغ حمراء. الامينات الثانوية والثالثية تنتج مركبات النيتروزو الصفراء (Nitroso compounds) ، والتي ممكن ان تكون ذائبة او صلبة او على شكل زيتي.

ملاحظة: العديد من مركبات النيتروزو تكون لها تأثيرات سرطانية لذلك يجب الحذر في التعامل معها وعدم ملامستها للجلد والتخلص منها بطريقة صحيحة.

الكشف عن الاميدات


خذ كمية قليلة من المركب العضوي في انبوبة اختبار ثم اضع 6 مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم 10% ، ضع ورقة عباد الشمس الحمراء المبللة على فوهة انبوبة الاختبار ، سخن سوف يتصاعد غاز الامونيا والذي عند ملامسته لورقة عباد الشمس يحول لونها الى الازرق بسهولة دلالة على وجود الامايد.



الكشف عن الفينولات

أ- كشف كلوريد الحديدك (FeCl₃ 10%) Ferric Chloride Test

اذب عدة بلورات من المركب العضوي في مذيب مناسب. اضع قطرة واحدة من كلوريد الحديدك (FeCl₃ 10%). تلون المحلول باللون الاحمر ، الازرق ، الاخضر ، البنفسجي ، يدل على وجود الفينول.



ملاحظة: اذا اعطى الكشف محلول اسود او غامق يدل على وجود اكثر من مجموعة (OH).

النقاش: الالوان التي تظهر عند اجراء هذا الكشف هي نتجية تكون معقد للفينولات مع ايون الحديد (III). مركبات الكاربونيل التي تكون عالية الاينولية تعطي كذلك كشف ايجابي في هذا الاختبار. يعمل هذا الكاشف بشكل جيد مع الفينولات الذائبة في الماء ، اما الفينولات الغير ذائبة في الماء فمن الافضل اختبارها بكاشف السيريوم الرباعي.

ب- كاشف نترات السيريوم الامونياكية (IV) Ammonium Hexanitratocerium (IV)

ارجع الى صفحة (4)

طريقة الكشف: في انبوبة اختبار جافة ، اضع 0,5 مل من الكاشف واطف اليه (3مل) من 1,2-داي ميثوكسي ايثان او دايوكسان) ، رج المحلول جيد. واطف 4 قطرات من السائل المجهول. اما اذا كان المجهول صلب ، قم باضافة كمية قليلة من المادة الى المحلول مباشرة. حرك المحلول جيد ولاحظ تغير مباشر في لون المحلول من الاصفر-البرتقالي الى الاحمر-البرتقالي او احمر غامق في حالة وجود فينول. في حالة وجود فينول غير معوض C₆H₅-OH ، يتكون راسب بني بينما الفينولات الاخرى تعطي محلول احمر غامق.


النقاش: كشف السيريوم الرباعي يعتبر كشف مميز للكشف عن مجموعة الهيدروكسيل سواء في الكحولات او في الفينولات خصوصا للفينولات الغير ذائبة في الماء. بما ان كلا الفينولات والكحولات تستجيب لهذا الكاشف لذلك يتم التمييز بين الكحولات والفينولات عن طريق كشف الذوبانية ، اذ ان الفينولات تذوب في محلول هيدروكسيد الصوديوم المخفف بينما الكحولات لا تذوب.

ج-الكشف عن الانهيدريدات

أذب المادة العضوية المجهوله بالكلوروفورم وأضف الأنيلين . سخن بشدة لمدة 2-1 دقيقة يتكون راسب دلالة على وجود الانهيدريد .

الكشف عن مجموعة النايترؤ

اضف 0,1 غم من النموذج الى 1 مل من كاشف كبريتات الحديدوز $FeSO_4$ في انبوبة اختبار اضف 0,7 مل من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم الكحولي ، اغلق فوهة الانبوبة ورج بقوة ، سوف يتكون راسب احمر الى بني $Fe(OH)_3$ بعد مرور دقيقة دلالة على وجود مجموعة النايترؤ .



ملاحظات :

- يحضر كاشف كبريتات الحديدوز من اضافة 0,25 غم من كبريتات الحديدوز الامونياكية و 2 مل حامض الكبريتيك المركز الى 5 مل من الماء المقطر .
- مركبات النايترؤ ممكن ان تشخص بشكل ادق بالطرق الطيفية

الكشف عن الايثرات

أ-كشف حامض الكبريتيك المركز

تذوب معظم الايثرات في حامض الكبريتيك المركز لتكون أملاح الأوكسونيوم وتسترجع بتخفيفها بالماء . اضف 2-3 مل من حامض الكبريتيك المركز الى 0,5 مل من المركب ودفنه على حمام مائي فاذا ذاب المركب دون حصول اي تغير فان هذا يدل على وجود الايثر .



ب-إضافة بلورة من اليود

عند إضافة بلورة صغيرة من اليود إلى 0.3 مل من المجهول يظهر لون بني دلالة على وجود الأيثر أو المذيبات الأوكسجينية ، وإذا ظهر بنفسجي يدل على وجود الهيدروكربونات .