

## الصبغة المقاومة للحمض **Ziehl- Neelsen method** او **The acid fast stain**

تعد هذه الطريقة من طرق التصبغ التفريقي أن الهدف من استعمالها لتفريق البكتيريا المقاومة للحمض مثل بكتيريا *Mycobacterium tuberculosis* المسببة للسل Tuberculosis وبكتيريا *Mycobacterium leprae* المسببة للجذام Leprosy عن البكتيريا غير المقاومة للحمض. تمكن كل من العالمين زيل Ziehl ونيلسون Neelsen سنة (1883 م) من التوصل إلى طريقة تم عن طريقها صبغ البكتيريا المسببة لمرض السل حيث يصعب صبغها بالطرق المعتادة وذلك لان جدارها الخلوي يحتوي على سلاسل طويلة من الاحماض الدهنية تسمى احماض الميكوليك **Mycolic acids** تجعل جدار الخلية لا تنفذ من خلاله معظم الأصباغ. تعد بكتيريا السل من أكثر البكتيريا الشائعة كمقاومة للحمض.

### ❖ المتطلبات REQUIREMENTS

#### • الصبغة الأولية Primary stain :

تحضر الصبغة بإذابة 50 غم من الفينول phenol في 100 مل من الإيثانول ethanol بتركيز 90% أو الميثانول methanol بتركيز 95% بعدها يتم اذابة 3 غم من صبغة الكاربول فوكسين Carbol fucsin في الخليط ، ثم يُضاف الماء المقطر لإكمال الحجم إلى 1 لتر. يتكون محلول إزالة اللون من كحول الايثانول بتركيز 95 وحمض الهيدروكلوريك HCL بتركيز 3%.

#### • الصبغة المضادة Counter stain :

الصبغة المضادة هي ازرق المثلين methylene blue بتركيز 0.3% او اخضر المالاكايت malachite green بنفس التركيز.


#### • مبدا عمل الصبغة :

تعتمد نظرية التصبغ على استعمال محلول الكاربول فوكسين المحتوي على 5% فينول حيث أن الكاربول فوكسين يذوب في الفينول أكثر من إذابته في الماء، أما الفينول فإنه يذوب في الدهون أكثر من إذابته في الحمض الكحولي لذلك فإن صبغة الكاربول فوكسين تكون لها قابلية للذوبان في الدهون أكثر من قابلية ذوبانها في خليط الحمض والكحول ، وبالتسخين يمكن تثبيت الصبغة المستعملة بشكل مناسب

ولهذا فإن جدار الخلية يحتفظ بالصبغة ولا يفقدها أثناء الغسيل. احماض الميكوليك **Mycolic acids** تجعل جدار الخلية لا تنفذ من خلاله معظم الأصباغ. لذلك حتي تدخل الصبغة الأولية الكاربول فوكسين نحتاج الى تسخين المسحة المغمورة بهذه الصبغة الى ان ينتج بخار بشرط عدم حدوث غليان ، التسخين يؤدي الى تمدد في جدار الخلية البكتيرية مما يسمح لصبغة الكاربول فوكسين بالدخول الى داخل الخلية البكتيرية فيذوب الفينول في الدهون وتصطبغ البكتيريا باللون الاحمر بعد ذلك نترك الشريحة المصبوغة لمدة 5 دقائق لكي تبرد مما يسمح لجدار الخلية بالرجوع الى حالته الطبيعية وبذلك عند اضافته مزيل اللون لن يستطيع عبور جدار الخلية البكتيرية لإزالة الصبغة لذلك سميت هذه البكتيريا بالبكتيريا المقاومة للحامض.

• **طريقة العمل :**

1. تحضر مسحة من البكتيرية المراد صبغها ، تجفف المسحة بعدها تثبت بالحرارة.
2. ضع الشريحة على حامل ثلاثي الأرجل ثم اغمر المسحة بصبغة الكاربول فوكسين ثم حرك اللهب بهدوء على السطح السفلي للشريحة حتى تبدأ الصبغة بالتبخر ولا تتركها حتى الغليان ولا تجعل الصبغة تجف على الشريحة. كرر هذه العملية لمدة خمس دقائق مع إضافة الصبغة كلما تطلب ذلك. او يمكن وضع قطعة من ورق النشاف على المسحة ثم تغطيتها بصبغة الكاربول فوكسين ثم نضع الشريحة فوق حمام مائي يغلي ونتركه خمس دقائق دون جعل الصبغة تجف وإضافة الصبغة كلما لزم الأمر.
3. اترك الشريحة مدة من الزمن لتبرد ثم اغسل الشريحة بتيار مائي خفيف لغسل الصبغة.
4. اغسل الصبغة بالكحول الحامضي لمدة 15-20 ثانية.
5. اغسل المسحة تحت تيار مائي خفيف.
6. اصبغ المسحة بصبغة أزرق الميثيلين لمدة دقيقة.
7. اغسل الشريحة بالماء ثم جفف الشريحة.
8. افحص تحت العدسة الزيتية.
9. يلاحظ ظهور الخلايا المقاومة للحامض باللون الأحمر أما الخلايا غير المقاومة للحامض فتظهر باللون الأزرق.



الخلايا المقاومة للحمض تظهر باللون الأحمر اما الخلايا غير المقاومة فتظهر باللون الازرق

### تصبغ التراكيب Structural staining

#### 1. تصبغ المحفظة Capsule staining

بشكل عام تكون المحفظة Capsule غير ايونية non- ionic لذلك لا يمكن للصبغات القاعدية او الحامضية ان تلتصق بها ، يلجأ بذلك العاملين الى تصبغ الخلية بالصبغات القاعدية أو تصبغ ما يحيط بها بالصبغات الحامضية.

• المواد والأدوات اللازمة :

1. نماذج من البكتيريا بعمر 24 ساعة نامية في مرق الحليب Skim milk broth

( *Klebsiella pneumonia*, *Diplococcus pneumonia* )

2. محلول صبغة البنفسج البلوري Crystal violet بتركيز 1% .


3. محلول إزالة اللون Decolorization solution يتكون من محلول كبريتات النحاس

copper sulfate بتركيز 20% .


4. شرائح زجاجية ، ورق تنشيف ، عروة التلقيح .

• خطوات العمل

1. يتم تحضير مسحة smear من البكتيرية المراد صبغها.
2. دع المسحة تجف فقط بالهواء. لا يجوز تثبيت المسحة باستعمال الحرارة وذلك لان الحرارة سوف تسبب تقلص المحفظة أو إتلافها.
3. اغمر المسحة بصبغة البنفسج البلوري crystal violet لمدة دقيقتين.
4. اغسل الصبغة بلطف بمحلول كبريتات النحاس.
5. يتم تنشيف الشريحة باستعمال ورق التنشيف bibulous paper .
6. افحص تحت العدسة الزيتية oil immersion lens. سوف تظهر الخلايا البكتيرية والخلفية البروتينية بلون بينفسجي بينما ستظهر المحفظة شفافة transparent.



الشكل أعلاه تبدو الخلايا والخلفية باللون البنفسجي  
في حين تبدو المحفظة بشكل منطقة شفافة تحيط بالخلية



## 2. تصبغ الابواغ الداخلية Endospores staining

### • المبدأ Principle :

الابواغ الداخلية **Endospores** مقاومة بطبيعتها لتقبل الأصباغ ، لذا لا يمكن صبغها بالطرق العادية للصبغ مثل ابواغ الأنواع التابعة لجنس **Clostridium** او جنس **Bacillus** لذلك يجب تعريضها للحرارة العالية للسماح للصبغة الأولية بالتغلغل الى داخلها ويستعمل لذلك حمام مائي أو التعريض لحرارة اللهب.


### • المواد والأدوات اللازمة :

1. نماذج من الأنواع التابعة لجنس **Clostridium** او جنس **Bacillus**.
2. الصبغة الأولية **primary stain** وتتمثل بصبغة اخضر المالاكايت **malachite green**
3. الصبغة المضادة **counter stain** وتتمثل بصبغة السفرانين **safranin** .
4. شرائح زجاجية ، ورق تنشيف ، عروة التلقيح .


### • طريقة العمل :

1. تحضر مسحة من مزرعة بكتيرية عمرها 48 ساعة. بعدها تثبت المسحة.
2. تغمر المسحة بصبغة أخضر المالاكايت **malachite green** وتسخن الشريحة بتعريض سطحها السفلي للهواء الساخن فوق اللهب لمدة 5 دقائق مع مراعاة عدم غليان الصبغة وعدم جفافها او يمكن وضع قطعة من ورق النشاف على المسحة ثم تغطيتها بصبغة أخضر المالاكايت ثم نضع الشريحة فوق حمام مائي يغلي ونتركه خمس دقائق دون جعل الصبغة تجف وإضافة الصبغة كلما لزم الأمر.
3. بعد ان تبرد الشريحة تغسل تحت تيار ماء خفيف.
4. تصبغ المسحة بصبغة السفرانين **safranin** لمدة دقيقة.
5. تغسل المسحة تحت تيار ماء خفيف ثم تترك لتجف ، ثم تفحص باستعمال العدسة الزيتية. تبدو الأبواغ الداخلية خضراء اللون في حين أن الخلايا الخضرية المتصلة بالبوغ تكون وردية اللون.

**ملاحظة:** تساعد الحرارة على تمدد جدار البوغ مما يساعد في دخول صبغة اخضر المالاكايت الى الداخل وعند تبريد المسحة يعود جدار البوغ لحالته الطبيعية وبذلك يبقى البوغ محتفظ بصبغة اخضر المالاكايت حتى بعد غسل المسحة بالماء ، في حين تصطبغ الخلية الخضرية باللون الوردي pink وهو لون الصبغة المضادة.



الشكل يوضح اللون الأخضر للأبواغ واللون الأحمر للخضيرة بعد التصبغ



شكل توضيحي يوضح خطوات تصبغ السبورات الداخلية Endospores